

Ланцеты для глюкометра Beurer

размер иглы 33G / 28G, 100 шт.

Beurer GmbH, Германия



Характеристики

Размер иглы	33G / 28G
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Стерильные иглы-ланцеты – подходят ко всем глюкометрам Beurer.

- медицинское изделие для самостоятельного применения;
- щадящий забор крови;
- пакет с возможностью многократного герметичного закрывания.

	5 x 28G (синие)	5 x 33G (фиолетовые)
Ланцетные иглы		
Размер иглы	28G	33G
Кол-во	100 шт. (4 упаковки по 25 ланцетов)	100 шт. (4 упаковки по 25 ланцетов)