

Ланцеты для глюкометра Bionime Rightest GL300

ФСЗ 2011/09940

универсальный ланцет, размер иглы 30G, 50 шт. / 100 шт. / 200 шт.

Bionime GmbH, Швейцария



Характеристики

Универсальный ланцет	Да
Размер иглы	30G
Количество в упаковке	50 шт. / 100 шт. / 200 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты для глюкометра Bionime Rightest GL300

Особенности ланцета:

- игла внутри ланцета стерильная;
- специальная обработка обеспечивает безболезненный прокол;
- диаметр иглы 0.3 мм (30G) - самые тонкие ланцеты;
- подходят для большинства ланцетных устройств: Bionime Lancet, Auto Lancet, Autolet, Microlet, Autolet Mini, Glucolet, Hemalet, Soft Torch, BD Lancet, Penlet II, Monojector.