

Ланцеты для глюкометра i-SENS CareSens

ФСЗ 2010/06478

универсальный ланцет, размер иглы 30G, 10 шт. / 100 шт.

i-SENS, Южная Корея



Характеристики

Универсальный ланцет	Да
Размер иглы	30G
Количество в упаковке	10 шт. / 100 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты для глюкометра CareSens

Особенности ланцетов:

- одноразовые безопасные ланцеты для тестирования на диабет;
- размер иглы - 30G;
- закручивающиеся колпачки для ланцетов позволяют легко и безопасно утилизировать продукт после использования;
- подходит для большинства ланцетных устройств, включая комплект для измерения уровня глюкозы в крови CareSens;