

Ланцеты для глюкометра Diacont

ФСЗ 2012/12699

универсальный ланцет, размер иглы 30G / 28G, 10 шт.
/ 50 шт. / 100 шт.

OK Biotech Co., Ltd, Тайвань (Китай)



Характеристики

Универсальный ланцет	Да
Размер иглы	30G / 28G
Количество в упаковке	10 шт. / 50 шт. / 100 шт.

Дополнительные характеристики

Одноразовые ланцеты для глюкометра Diacont

Особенности ланцетов:

- размер иглы - 30G;
- вставляется в автоматическое устройство для прокола пальца;
- ланцеты стерилизованы гамма-излучением;
- защитный колпачок на каждом ланцете;
- возможно использовать с любым глюкометром, кроме Акку Чек (Актив, Перфрма Нано, Мобайл);
- тонкие ланцеты с лазерной трехгранной заточкой гарантируют безболезненный прокол пальца.