

Ланцеты для глюкометра GLUCOJECT Lancets No-Dol

ФСЗ 2010/06581

размер иглы 30G, 25 шт. / 50 шт.

A. Menarini Diagnostics S.r.l., Италия



Характеристики

Размер иглы	30G
Количество в упаковке	25 шт. / 50 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты для глюкометра **GLUCOJECT Lancets No-Dol** производителя **A. Menarini Diagnostics**

Особенности ланцетов:

- ланцеты Glucoject No-Dol заменяют двойные ланцеты X;
- размер иглы - 30G (диаметр 0.315 мм), следовательно, они менее болезненны и обеспечивают при этом оптимальный образец крови;

Ланцеты Glucoject используются с ланцетным устройством Glucoject Dual.