

Ланцеты для глюкометра GMMC Lanzo GL

ФСЗ 2012/11704

универсальный ланцет, размер иглы 32G / 31G / 30G / 28G / 26G / 25G / 23G / 21G, 5 шт. / 10 шт. / 25 шт. / 50 шт. / 100 шт. / 200 шт. / 1 000 шт. / 10 000 шт. / 20 000 шт. / 25 000 шт.

GMMC, Южная Корея



Характеристики

Универсальный ланцет	Да
Размер иглы	32G / 31G / 30G / 28G / 26G / 25G / 23G / 21G
Количество в упаковке	5 шт. / 10 шт. / 25 шт. / 50 шт. / 100 шт. / 200 шт. / 1 000 шт. / 10 000 шт. / 20 000 шт. / 25 000 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты Ланзо - стерильные, стандартные, одноразовые ланцеты общего назначения с трехгранной (копьевидной) заточкой, производство GMMC Корея.

Особенности ланцетов LANZO:

- высококачественная медицинская сталь, позволяющая производить длительную заточку игл без дефектов края и зазубрин на игле;
- максимально безболезненный прокол;
- подходят для универсальных ручек-прокалывателей.