

Ланцеты универсальные HTL-Strefa Droplet

ФСЗ 2007/00505

универсальный ланцет, размер иглы 30G, 200 шт.

HTL-Strefa S.A., Польша



Характеристики

Универсальный ланцет	Да
Размер иглы	30G
Количество в упаковке	200 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты Droplet универсальные предназначены для прокалывания кожи в процессе забора капиллярной крови. Эта модель предназначена для автоматической ручки для прокалывания, состоит из полимерной части и иглой в ней, закрытой полимерным диском-колпачком.

Особенности ланцетов

- Игла из нержавеющей стали с электрической отшлифовкой по всей длине.
- Наконечник заточен трехгранником, покрытие из медицинского силикона – кремнийорганического полимера, обеспечивающего гладкое проникновение без усилий.
- Ланцеты Droplet прошли стерилизацию γ -лучами и используются только один раз для прокола.
- Дизайн корпуса Droplet обеспечивает совместимость со всеми наиболее популярными ручками-прокалывателями.

Диаметр иглы: 30G (0.31 мм).

Количество в упаковке: 200 шт.

Подходят к прокалывателям: OneTouch UltraSoft, Clever Chek, Bayer Microlet, Элта Сателлит, Элта Сателлит Плюс, OneTouch Select, OneTouch Ultra Easy, OneTouch Horizon, IME-DC, Diacont, iCheck, eBsensor, Autolet, Impression, BG Star, Glucoject Dual, EasyTouch, FreeStyle, mylife Softlance, Optimus, Penlet Plus, ReliaMed, ReliOn, RiteAid, SteriLance, TRUEdraw.

Не подходят: Accu-Chek Softclix, Accu-Chek FastClix, OneTouch Delica.