

Ланцеты для глюкометра IME-DC

ФСЗ 2010/08508

размер иглы 30G, 100 шт.

IME-DC GmbH, Германия



Характеристики

Размер иглы	30G
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты для глюкометра IME-DC - ультратонкие ланцеты, позволяющие максимально уменьшить болевые ощущения при взятии образца крови.

Характеристики:

- сменные одноразовые ланцеты (или скарификаторы) для автопрокалывателя IME-DC;
- стерильные, стандартные, с трехгранной копьевидной заточкой;
- толщина иглы 30G (0.3 мм);
- в упаковке - 100 шт.