

Ланцеты для глюкометра L-Tac Medicare

РЗН 2017/5551

универсальный ланцет, размер иглы 30G, 200 шт.

L-Tac Medicare Pte. Ltd., Сингапур



Характеристики

Универсальный ланцет	Да
Размер иглы	30G
Количество в упаковке	200 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты для глюкометра L-Tac Medicare

Особенности ланцетов:

- безболезненный прокол, минимальная травматизация кожи;
- одноразовое использование;
- каждая игла ланцета защищена колпачком и простерилизована;
- подходит для универсальных устройств для автоматической прокалывания.