

Ланцеты для глюкометра LifeScan OneTouch Delica

РЗН 2020/12242

размер иглы 30G, 10 шт. / 25 шт. / 100 шт. / 200 шт.

LifeScan Europe GmbH, Швейцария



Характеристики

Размер иглы	30G
Количество в упаковке	10 шт. / 25 шт. / 100 шт. / 200 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты для глюкометра LifeScan OneTouch Delica

Особенности ланцетов:

- размер иглы - 28G;
- подходят для применения у детей;
- специальное покрытие поверхности иглы, улучшающее скольжение при контакте металла с кожей;
- при использовании ланцетов OneTouch Delica пальцы в несколько раз быстрее заживают, удается уменьшить такие неприятные последствия, как опухлость;
- совместимы с ручкой-автопрокалывателем OneTouch Delica.