


## Ланцеты для глюкометра Акку-Чек ФастКликс

ФСЗ 2012/11921

размер иглы 30G, 24 шт. / 100 шт. / 200 шт.

Roche Diabetes Care GmbH, Германия



### Характеристики

---

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Размер иглы           | 30G                        |
| Количество в упаковке | 24 шт. / 100 шт. / 200 шт. |

### Дополнительные характеристики

---

**Ланцеты для глюкометра Accu-Chek FastClix** применяются для взятия капиллярной крови.

#### Особенности ланцета:

- в упаковке 4 барабана, в каждом из которых по шесть очень тонких ланцетов;
- визуальное различие между использованным и новым барабаном: красная полоса на использованном барабане;
- ланцеты Акку-Чек Фасткликс подходят для использования только с ручкой для прокола пальца Акку-Чек ФастКликс (она встроена в глюкометр Акку-Чек Мобайл);
- тонкие ланцеты Акку-Чек ФастКликс позволяют уменьшить болевые ощущения при взятии образца крови;
- толщина иглы 30G (0.3 мм);
- ланцеты ФастКликс идеально подходят для детей;