

Ланцеты для глюкометра Акку-Чек МультиКликс

ФСЗ 2010/07180

размер иглы 30G, 24 шт. / 100 шт. / 200 шт.

Roche Diabetes Care GmbH, Германия



Характеристики

Размер иглы	30G
Количество в упаковке	24 шт. / 100 шт. / 200 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты для глюкометра Accu-Chek Multiclix обеспечивают гигиеничное и безопасное получение капли крови. Специальный механизм исключает риск случайного прокола пальца и обеспечивает легкую смену ланцета одним нажатием кнопки.

Они предназначены для ручки-прокалывателя барабанного типа Акку-Чек Мультикликс.

Особенности ланцетов:

- безболезненный прокол;
- ланцеты в барабанах;
- размер иглы - 30G, диаметр иглы – 0.30 мм;
- время прокола составляет 3 миллисекунды;
- возможность взятия крови из альтернативных мест.