

Ланцеты для глюкометра Roche Коагу Чек Софткликс

РЗН 2017/5798

универсальный ланцет, размер иглы 21G, 50 шт.

Roche Diabetes Care GmbH, Германия



Характеристики

Универсальный ланцет	Да
Размер иглы	21G
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты для глюкометра Roche CoaguChek Softclix специально предназначены для получения капли крови при использовании с устройством для прокалывания кожи **CoaguChek XS Softclix**.

Особенности ланцетов:

- размер иглы 21G (0.8 мм);
- ланцеты имеют специальную лазерную заточку и покрыты силиконом для практически безболезненного получения капли крови;
- предназначены для получения капли крови с использованием автоланцетов (ручек, в которые вставляется ланцет) CoaguChek Softclix, Акку-Чек Софткликс, Акку-Чек Софткликс Классик, Софткликс, Софткликс 2, Софткликс II.