

Ланцеты для глюкометра Сателлит Qlance Twist

ФСЗ 2012/13043

универсальный ланцет, размер иглы 30G / 28G, 10 шт.
/ 25 шт. / 100 шт.

Suzhou Zhenwu Medical Co. Ltd., Китай



Характеристики

Универсальный ланцет	Да
Размер иглы	30G / 28G
Количество в упаковке	10 шт. / 25 шт. / 100 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты Qlance Twist обладают сверхтонким острием ланцета, что делает прокалывание менее болезненным. В целях безопасности ланцеты предназначены только для индивидуального пользования.

Особенности ланцетов:

- глубина прокола составляет не более 0.4 мм, глубину прокола можно регулировать на ручке;
- игла имеет трехгранную заточку, обеспечивающую безболезненный прокол;
- конструкция универсальная;
- подходят к большинству ручек для прокалывания: OneTouch UltraSoft, Clever Chek, Bayer, Элта Сателлит.