

Ланцеты для глюкометра TaiDoc FORA ACS002

ФСЗ 2011/10976

размер иглы 32G / 30G / 28G / 26G / 23G / 21G, 50 шт. / 100 шт.

TaiDoc Technology Corporation, Тайвань (Китай)



Характеристики

Размер иглы	32G / 30G / 28G / 26G / 23G / 21G
Количество в упаковке	50 шт. / 100 шт.

Дополнительные характеристики

Стерильные ланцеты для глюкометра TaiDoc FORA ACS002 предназначены для минимизации боли при использовании. Сверхтонкая игла с полиэтиленовым покрытием имеет плоское острие с тремя скосами, проста в использовании и может использоваться с устройством для прокалывания FORA.

Особенности ланцетов:

- очень тонкие иглы;
- плоское острие с тремя скосами;
- стерильно, только для одноразового использования.