

Ланцеты для глюкометра TaiDoc TD-THIN

ФСР 2011/11515

универсальный ланцет, размер иглы 30G, 10 шт. / 25 шт. / 50 шт. / 100 шт. / 200 шт. / 1 000 шт.

TaiDoc Technology Corporation, Тайвань (Китай)



Характеристики

Универсальный ланцет	Да
Размер иглы	30G
Количество в упаковке	10 шт. / 25 шт. / 50 шт. / 100 шт. / 200 шт. / 1 000 шт.

Дополнительные характеристики

Ланцеты для глюкометра TaiDoc TD-THIN - универсальные стерильные ланцеты, применяются для забора капли крови.

Особенности ланцетов:

- диаметр иглы - 30G (0.3 мм);
- защитный колпачок на каждом ланцете;
- иглы сверхтонкие с силиконовым покрытием обеспечивают безболезненное и легкое прокалывание при заборе крови;
- одноразовые, что исключает возможность заражения инфекцией;
- совместимость со всеми ланцетными ручками, кроме Софткликс Рош.

Перед использованием рекомендуется тщательно вымыть руки теплой водой с антибактериальным средством и высушить насухо.

Не используйте ланцет, если защитный слой поврежден или отсутствует.