

Ланцеты для глюкометра Акку-Чек Софткликс

ФСЗ 2008/03028

универсальный ланцет, размер иглы 27G, 25 шт. / 200 шт.

Roche Diabetes Care GmbH, Германия



Характеристики

Универсальный ланцет	Да
Размер иглы	27G
Количество в упаковке	25 шт. / 200 шт.

Дополнительные характеристики

Стерильные ланцеты ACCU-CHEK Softclix предназначены для получения капли крови с использованием автоланцетов (ручек, в которые вставляется ланцет) Akku-Check Softclix, Akku-Check Softclix Classic, Softclix, Softclix II.

Ланцеты имеют специальную лазерную заточку и покрыты силиконом для практически безболезненного получения капли крови.