

Лапароскопический тренажер LAP-X1 VR базовых и профессиональных навыков

лапароскопический симулятор, для лапароскопии

MEDICAL-X, Нидерланды



Характеристики

Тип	лапароскопический симулятор
Назначение	для лапароскопии

Дополнительные характеристики

Тренажер является портативным и имеет компактный дизайн. Предназначен для приобретения, совершенствования и поддержания базовых и профессиональных навыков в эндохирургии всех специальностей. Упражнения систематизированы в учебные модули с возрастающим уровнем сложности, что позволяет изучить и усвоить основные аспекты работы с лапароскопическими инструментами и троакарами. Более подробно в разделе Документация.