

Лапароскоп / торакоскоп жесткий ТО-ЭлеПС

ФСР 2010/08505

лапароскоп / торакоскоп, диаметр 5 / 6.5 мм, длина
290 / 300 мм, угол 0° / 30°

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	лапароскоп / торакоскоп
Диаметр	5 / 6.5 мм
Длина	290 / 300 мм
Угол	0° / 30°

Описание

Лапароскопы / торакоскопы ЭлеПС – трубки оптические прямые для лапаро- и торакоскопии – оптические приборы, позволяющие осуществлять визуализацию (освещение, обзор) операционного поля при операциях в полостях тела и во время диагностических процедур.

Особенности

- Оптическая система – стержневая с многослойным просветляющим покрытием, широкоформатная.
- Угол сопряжения оптических осей эндоскопа и световодного разъема – 80 град.
- Риноскоп, артроскоп высокого разрешения, адаптированный к HD и Full HD эндовидеосистемам.
- Переходники под световодные кабели фирм KARL STORZ, WOLF и OLIMPUS в комплекте.
- Материалы корпуса – специальная коррозионностойкая сталь.
- Материал наглазника – медицинский пластик.

Стерилизация:

- способом погружения;
- автоклавируемые эндоскопы с впаянной сапфировой линзой – более стойкие к механическим воздействиям на дистальное защитное стекло;
- температура обработки 132±2°C с продолжительностью 5±1 мин;
- сапфировая линза меньше подвержена солевым отложениям.

Встроенный светодиодный источник света (опция)

- Подключение эндоскопа осуществляется через электронный кабель непосредственно к разъему эндовидеокамеры «ЭлеПС» ЭВК-004 или компактные блоки питания БП-01 и БП-02 «ЭлеПС» автономно и стационарно.
- Легкий электрический кабель.

Жесткие лапароскопы / торакоскопы ЭлеПС

Длина	Диаметр	Угол	Встроенный LED источник света	Артикул
300 мм	□ 5.0 мм	0°	-	501018 (TO1-050-300-00)
		0°	+	501018-L (TO2-050-300-00)
		30°	-	501018A (TO1-050-300-30)
		30°	+	501018A-L (TO2-050-300-30)
290 мм	□ 6.5 мм	0°	-	651024 (TO1-065-290-00)
		0°	+	651024-L (TO2-065-290-00)
		30°	-	651024A (TO1-065-290-30)
		30°	+	651024A-L (TO2-065-290-30)