

Лапароскоп жесткий ТО-ЭлеПС

ФСР 2010/08505

лапароскоп, диаметр 10 мм, длина 320 мм, угол 0° / 30° / 45°



ЭлеПС НПФ ООО, Россия

Характеристики

Тип	лапароскоп
Диаметр	10 мм
Длина	320 мм
Угол	0° / 30° / 45°

Описание

Лапароскопы ЭлеПС – трубки оптические прямые для лапароскопии – оптические приборы, позволяющие осуществлять визуализацию (освещение, обзор) операционного поля при операциях в полостях тела и во время диагностических процедур.

Особенности

- Оптическая система – стержневая с многослойным просветляющим покрытием, широкоформатная.
- Угол сопряжения оптических осей эндоскопа и световодного разъема – 80 град.
- Риноскоп, артроскоп высокого разрешения, адаптированный к HD и Full HD эндовидеосистемам.
- Переходники под световодные кабели фирм KARL STORZ, WOLF и OLIMPUS в комплекте.
- Материалы корпуса – специальная коррозионностойкая сталь.
- Материал наглазника – медицинский пластик.

Стерилизация:

- способом погружения;
- автоклавируемые эндоскопы с впаянной сапфировой линзой – более стойкие к механическим воздействиям на дистальное защитное стекло;
- температура обработки 132±2°С с продолжительностью 5±1 мин;
- сапфировая линза меньше подвержена солевым отложениям.

Встроенный светодиодный источник света (опция)

- Подключение эндоскопа осуществляется через электронный кабель непосредственно к разъему эндовидеокамеры «ЭлеПС» ЭВК-004 или компактные блоки питания БП-01 и БП-02 «ЭлеПС» автономно и стационарно.
- Легкий электрический кабель.

Жесткие лапароскопы ЭлеПС

Длина	Диаметр	Угол	Встроенный LED источник света	Артикул
320 мм	□ 10 мм	0°	-	101030 (TO1-100-320-00)
		0°	+	101030-L (TO2-100-320-00)
		30°	-	101030A (TO1-100-320-30)
		30°	+	101030A-L (TO2-100-320-30)
		45°	-	101030B (TO1-100-320-45)
		45°	+	101030B-L (TO2-100-320-45)