

Набор ларингоскопов Heine Classic+ F-119.23.865 фиброоптический

РЗН 2017/6592

набор, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 1 / 2 / 3, рукоятка средняя, питание
аккумуляторное, лампа ксенон, напряжение 3.5 В

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	1 / 2 / 3

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное
Тип лампы	ксенон
Напряжение	3.5 В

Дополнительные характеристики

Ларингоскопы фиброоптические Classic+ Heine с улучшенной геометрией облегчают интубацию. Укороченное плечо клинка значительно улучшает анестезиологу обзор голосовых связок. Дистальный край клинка имеет специальную атравматичную форму.

Особенности:

- зарядное устройство для литий-ионных батарей NT4;
- оба конца фиброоптического волокна защищены для продления срока жизни;
- высококачественная конструкция из нержавеющей стали;

- освещенность на 40 % выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами;
- в клинках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять;
- нет внешних световых путей для получения повреждений;
- нет отверстий и расщелин, сложных для очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций;
- гладкая форма без острых краев и впадин упрощает очистку и стерилизацию;
- клинки совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3 (зеленый стандарт).