

Набор ларингоскопов Heine Classic+ F-120.10.860 фиброоптический

РЗН 2017/6592

набор, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 1 / 2 / 3 / 4, рукоятка средняя,
питание аккумуляторное, лампа ксенон, напряжение
3.5 В

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	1 / 2 / 3 / 4

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное
Тип лампы	ксенон
Напряжение	3.5 В

Дополнительные характеристики

Ларингоскопы фиброоптические Classic+ Heine с улучшенной геометрией облегчают интубацию.

Укороченное плечо клинка значительно улучшает анестезиологу обзор голосовых связок. Дистальный край клинка имеет специальную атравматичную форму.

Особенности:

- оба конца фиброоптического волокна защищены для продления срока жизни;
- высококачественная конструкция из нержавеющей стали;

- выбор между ксенон-галогеновым и светодиодным освещением: в любом случае освещенность на 40 % выше по сравнению с обычными галогеновыми лампами;
- в клинках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять;
- нет внешних световых путей для получения повреждений;
- нет отверстий и расщелин, сложных для очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций;
- гладкая форма без острых краев и впадин упрощает очистку и стерилизацию;
- выбор 2.5 В батареи или 3.5 В аккумуляторы обеспечивают ровную и большую освещенность;
- клинки совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376-3 (зеленый стандарт).