

Клинок ларингоскопа Riester Macintosh ri-integral

ФСЗ 2010/08453

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Rudolf Riester GmbH, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Световод	интегрированный