

Клинок ларингоскопа Flexicare Flexible McCoy BriteBlade Pro
фиброоптический

ФСЗ 2008/03043

клинок, тип фиброоптический, одноразовый, Flexible
McCoy type, размер 3 / 4

Flexicare Medical Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	одноразовый
Материал	сталь

Клинок

Тип клинка	Flexible McCoy type
Размер клинка	3 / 4
Световод	интегрированный