

Клинок ларингоскопа Flexicare Miller BriteBlade Pro  
фиброоптический

ФСЗ 2008/03043

клинок, тип фиброоптический, одноразовый, Miller,  
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Flexicare Medical Limited, Великобритания



Характеристики

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Вид              | клинок          |
| Тип ларингоскопа | фиброоптический |
| Применение       | одноразовый     |
| Материал         | сталь           |

Клинок

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Тип клинка    | Miller                       |
| Размер клинка | 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 |
| Световод      | интегрированный              |