

Клинок ларингоскопа Flexicare Robertshaw BriteBlade Pro
фиброоптический

ФСЗ 2008/03043

клинок, тип фиброоптический, одноразовый, Robert
Show, размер 000 / 00 / 0 / 1

Flexicare Medical Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	одноразовый
Материал	сталь

Клинок

Тип клинка	Robert Show
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1
Световод	интегрированный