

Клинок ларингоскопа Flexicare WIS-Hipple BriteBlade Pro
фиброоптический

ФСЗ 2008/03043

клинок, тип фиброоптический, одноразовый, WIS-
Hipple, размер 1 / 2 / 3 / 4

Flexicare Medical Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	одноразовый
Материал	сталь

Клинок

Тип клинка	WIS-Hipple
Размер клинка	1 / 2 / 3 / 4
Световод	интегрированный