

Клинок ларингоскопа Flexicare Miller BritePro Omni
фиброоптический

ФСЗ 2008/03043

клинок, тип фиброоптический, одноразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4, рукоятка малая /
средняя, питание батарейное, лампа LED

Flexicare Medical Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	одноразовый
Материал	сталь

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4
Световод	интегрированный

Рукоятка

Размер рукоятки	малая / средняя
Питание рукоятки	батарейное
Тип лампы	LED