

Клинок ларингоскопа Flexicare Macintosh IntegraBlade
фиброоптический

ФСЗ 2008/03043

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 1 / 2 / 3 / 4

Flexicare Medical Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	1 / 2 / 3 / 4
Световод	интегрированный