

Клинок ларингоскопа Flexicare Miller IntegraBlade
фиброоптический

ФСЗ 2008/03043

клинок, тип фиброоптический, многоразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Flexicare Medical Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	сталь

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4
Световод	интегрированный