

Клинок ларингоскопа Flexicare Macintosh традиционный
многоразовый

ФСЗ 2008/03043

клинок, тип традиционный, многоразовый, Macintosh,
размер 1 / 2 / 3 / 4

Flexicare Medical Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	1 / 2 / 3 / 4
Световод	сменный