

Клинок ларингоскопа Flexicare Wisconsin традиционный

ФСЗ 2008/03043

клинок, тип традиционный, многоразовый, Wisconsin,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Flexicare Medical Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Wisconsin
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4
Световод	сменный