

Набор ларингоскопов Flexicare 040-861MAX фиброоптический

ФСЗ 2008/03043

набор, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 1 / 2 / 3 / 4, рукоятка средняя

Flexicare Medical Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	1 / 2 / 3 / 4

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
-----------------	---------

Дополнительные характеристики

В дополнение к общедоступным фиброоптическим и стандартным комплектам многоразовых ларингоскопов **Flexicare** предлагает лечащим врачам возможность выбрать по своему усмотрению комбинацию рукоятей и клинков для индивидуального комплекта интубации. Рукояти и клинки защищены наружным корпусом, а также надежно закреплены на месте в специально предназначенных внутренних пенопластовых отделениях. Рукояти открываются с обеих сторон, что облегчает установку аккумуляторов.