

Набор ларингоскопов Медикон Macintosh / Miller традиционный

ФСР 2009/05992

набор, тип традиционный, многоразовый, Macintosh / Miller, размер 000 / 00 / 0 / 1, рукоятка средняя, питание батарейное

НПП МЕДИКОН ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	специальные сорта нержавеющей стали

Клинок

Тип клинка	Macintosh / Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1
Световод	сменный

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	батарейное

Дополнительные характеристики

Ларингоскоп ламповый «Медикон» комплект Детский включает: рукоятку с батареями питания, клинок изогнутый малый, клинок прямой младенческий, лампочки запасные.