

Набор ларингоскопов Медикон Macintosh / Miller традиционный
00 / 0

ФСР 2009/05992

набор, тип традиционный, многоразовый, Macintosh /
Miller, размер 000 / 00 / 0, рукоятка средняя, питание
аккумуляторное / батарейное

НПП МЕДИКОН ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	специальные сорта нержавеющей стали

Клинок

Тип клинка	Macintosh / Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0
Световод	сменный

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейное

Дополнительные характеристики

Ларингоскоп ламповый «Медикон» комплект Младенческий включает: рукоятку с батареями питания, клинок изогнутый младенческий, клинок прямой младенческий, лампочки запасные.