


Клинок ларингоскопа Медикон Базовый II Miller традиционный

ФСР 2009/05992

клинок, тип традиционный, многоразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2, рукоятка средняя, питание
аккумуляторное / батарейное

НПП МЕДИКОН ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейное

Дополнительные характеристики

Ларингоскоп ламповый с комплектом клинков и рукояткой, с автономным питанием Лл8 - «Медикон» -

Ларингоскоп предназначен для интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии на догоспитальном этапе и в условиях стационара. Ларингоскоп адаптированный для работы в условиях скорой помощи. Включения ларингоскопа происходит автоматически при соединении замка рукоятки с замком клинка и приведении клинка в рабочее положение. Универсальный набор клинков позволяет интубировать взрослых и детей с разными анатомическими размерами головы, лица и верхних дыхательных путей. Питание ларингоскопа осуществляется от 2 батареек 1.5В, которые имеются в широкой продаже.