

Набор ларингоскопов Красногвардеец Macintosh / Miller традиционный

ФСР 2010/07365

набор, тип традиционный, многоразовый, Macintosh / Miller, размер 1 / 2 / 3 / 4, рукоятка средняя, питание батарейное, напряжение 1.5 В



Красногвардеец АО, Россия

Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh / Miller
Размер клинка	1 / 2 / 3 / 4

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	батарейное
Напряжение	1.5 В

Дополнительные характеристики

Рукоятка выполнена по международному стандарту ИСО 7376/1 с присоединительными размерами, обеспечивающими возможность применения клинков зарубежных моделей и их полную взаимозаменяемость. Возможна газовая стерилизация или путем погружения в 6%-ный раствор перекиси водорода. Включение ламп происходит автоматически при приведении клинков в рабочее положение. По согласованию с заказчиком возможно изменение комплекта.