

Клинок ларингоскопа Timesco Macintosh Optima
фиброоптический

ФСЗ 2011/10663

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Timesco, Великобритания



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4