

Клинок ларингоскопа Welch Allyn Macintosh волоконно-оптический

РЗН 2014/2277

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,  
Macintosh, размер 1 / 2 / 3 / 4

Welch Allyn Inc., США



Характеристики

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Вид              | клинок            |
| Тип ларингоскопа | фиброоптический   |
| Применение       | многоразовый      |
| Материал         | нержавеющая сталь |

Клинок

|               |               |
|---------------|---------------|
| Тип клинка    | Macintosh     |
| Размер клинка | 1 / 2 / 3 / 4 |