

Рукоять ларингоскопа Welch Allyn средняя аккумуляторная

РЗН 2014/2277

рукоятка, тип фиброоптический, многоразовый,
рукоятка средняя, питание аккумуляторное,
напряжение 2.5 В

Welch Allyn Inc., США



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное
Напряжение	2.5 В