

Клинок ларингоскопа Nopa McIntosh AP 252

ФСЗ 2009/05784

клинок, тип традиционный, многоразовый, Macintosh,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4