

Клинок ларингоскопа KaWe FLAPLIGHT MEGALIGHT Macintosh фиброоптический

ФСЗ 2012/12627

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 2 / 3 / 4

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	2 / 3 / 4
Световод	интегрированный

Дополнительные характеристики

Фиброоптика диаметром 4.0 мм. Интенсивность света > 12.500 люкс.