

Клинок ларингоскопа KaWe Macintosh Economy
фиброоптический

ФСЗ 2012/12627

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь, пластик

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Световод	незаменяемый

Дополнительные характеристики

Фиброоптика диаметром 3.0 мм. Интенсивность света > 10.000 люкс.