

Клинок ларингоскопа KaWe MEGALIGHT Macintosh
фиброоптический

ФСЗ 2012/12627

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4
Световод	интегрированный

Дополнительные характеристики

Фиброоптика 3.0 × 7.0 мм. Интенсивность света > 13.000 люкс.
--