

Клинок ларингоскопа KaWe MEGALIGHT Miller фиброоптический

ФСЗ 2012/12627



клинок, тип фиброоптический, многоразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия

Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4
Световод	интегрированный

Дополнительные характеристики

Фиброоптика диаметром 3.0 мм. Интенсивность света > 13.000 люкс.