

Клинок ларингоскопа KaWe Foregger фиброоптический

ФСЗ 2012/12627

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,
Foregger, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Foregger
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4
Световод	сменный

Дополнительные характеристики

Фиброоптика диаметром 4.0 мм. Интенсивность света > 12.500 люкс.