

Клинок ларингоскопа KaWe POLIO Macintosh фиброоптический

ФСЗ 2012/12627

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 3 / 4

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	3 / 4
Световод	сменный