

Набор ларингоскопов KaWe Macintosh Economy
фиброоптический

ФСЗ 2012/12627

набор, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 2 / 3 / 4, рукоятка средняя, питание
батареечное, лампа ксенон, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	2 / 3 / 4

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	батареечное
Тип лампы	ксенон
Напряжение	2.5 В