

Набор ларингоскопов KaWe Miller/Macintosh фиброоптический

ФСЗ 2012/12627

набор, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh / Miller, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2, рукоятка
средняя, питание аккумуляторное / батарейное,
лампа ксенон, напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh / Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейное
Тип лампы	ксенон
Напряжение	2.5 В