

Набор ларингоскопов KaWe Miller фиброоптический

ФСЗ 2012/12627

набор, тип фиброоптический, многоразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1, рукоятка малая, питание
аккумуляторное / батарейное, лампа ксенон,
напряжение 2.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1

Рукоятка

Размер рукоятки	малая
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейное
Тип лампы	ксенон
Напряжение	2.5 В